



Smartdex G-75

目录

1. 产品介绍.....	1
2. 装柱说明.....	1
3. 纯化流程.....	2
4. 清洗及保存.....	2
5. 订购信息及相关产品.....	2

1. 产品介绍

Smartdex G-75 系列介质是一类以葡聚糖为基质的凝胶过滤层析 (gel filtration chromatography) 介质，其工作原理主要是利用具有网状结构的葡聚糖凝胶的分子筛作用，根据被分离物质的分子大小不同来进行分离。

葡聚糖凝胶是一种具有三维网状结构的高分子化合物，它是由葡聚糖加入交联剂通过醚键互相交联聚合而成的，交联度越大，网孔结构就越紧密，吸水后的体积膨胀就越小，能允许进入凝胶内部的分子的分子量也就越小，反之亦然。层析时，大于凝胶孔径的大分子，被阻于凝胶相外，沿着凝胶颗粒之间的间隙走，下移速度最快，故最先洗脱下来，中分子物质部份进入凝胶内部，洗脱速度为其次，而小分子物质因全部进入凝胶，受到阻力最大，故最后被洗脱下来，如此物质得到分离。

型号 G 表明每克干凝胶吸水量，例如 G-75 表明每克干凝胶吸水 7.5 克，这表征了凝胶所能膨胀的倍数，亦间接表征了凝胶孔径的大小。

Smartdex G-75 系列凝胶层析介质常用于蛋白及多糖的纯化和分离，分子量的测定等。

表 1. Smartdex G-75 系列介质相关参数

项目	性能
基质	交联葡聚糖
颗粒大小 (湿)	100-200 目
溶胀系数	12-15 mL/g
分离范围 (葡聚糖)	1000-50000
分离范围 (球蛋白)	3000-70000
pH 稳定范围	2-10
流速 (cm/h)	≥40 cm/h(16*300 mm)

2. 装柱说明

2.1 凝胶的预处理

Smartdex G-75 为干粉，初次使用前必须进行预处理。溶胀过程中严禁使用磁力搅拌，以免使微球破碎。

加入足够的水或缓冲液进行溶胀 (缓冲液:干粉≥20 mL: 1 g)，室温 24 h 以上或水浴 90°C 3 h。如果室温溶胀则需要进行真空脱气，然后将溶胀好的微球按照 3: 1 (v/v) 加入水或缓冲液搅拌使其形成均匀的 75% 胶悬液。如果是重复使用的可以将 20% 乙醇倾去，加水或缓冲液搅拌均匀成 75% 的胶悬液。

2.2 层析柱的装填 (使用储液器装填)

- 1) 用去离子水冲洗层析柱底筛板与接头，确保柱底筛板上无气泡，关闭柱底出口，并在柱底部留出 1-2 cm 的去离子水。
- 2) 将填料悬浮起来，小心的将浆液连续地倒入层析柱中。用玻璃棒沿着柱壁倒入浆液可减少气泡的产生。
- 3) 如果使用储液器，应立即在层析柱和储液器中加满水，将进样分配器放置于浆液表面，连接至泵上，避免在分配器或进样管中产生气泡。
- 4) 打开层析柱底部出口，开启泵，使其在设定的流速下进行。最初应让缓冲液缓慢流过层析柱，然后缓慢增加至最终流速，这样可避免液压对所形成柱床的冲击，也可以避免柱床形成的不均匀。如果达不到推荐的压力或流速，可以用你所使用泵的最大流速，这样也可以得到一个很好的装填效果。(注意：在随后的色谱程序中，不要超过最大装柱流速的 75%) 当柱床高度稳定后，在最后的装柱流速下至少再上 3 倍柱床体积的去离子水。标上柱床高度。
- 5) 关闭泵，关闭层析柱出口。
- 6) 如果使用储液器，去除储液器，将分配器置于层析柱中。
- 7) 将分配器推向柱子至标记的柱床高度处。允许装柱液进入分配器，锁紧分配器接头。
- 8) 将装填好的层析柱连接至泵或色谱系统中，开始平衡。如果需要可以重新调整分配器。



3. 纯化流程

缓冲液：期望置换到的缓冲液

- 1) 柱平衡：用缓冲液平衡脱盐柱 5-10CV。
- 2) 样品：快速脱盐：最大样品量可达 30%柱体积。蛋白分离纯化：上样量 1%-5%柱体积。为了增长填料的使用寿命，所用的样品推荐使用 0.45 μm 的滤膜过滤。
- 3) 洗脱：样品洗脱过程中使用的流速不要超过推荐的最大流速。凝胶过滤是一种非吸附性色谱技术，所有的样品物质都应在一个柱体积之内洗脱出来。完成一个操作后，如仍用同一种缓冲液，色谱柱不需要再平衡。

4. 清洗及保存

在位清洗：为除去变性蛋白或脂肪，有时需要对脱盐柱进行原位清洗。常用的清洗液为 0.2 M NaOH 或非离子型去垢剂。可用一倍的柱体积清洗。

介质的保存：20%乙醇溶液室温保存。

5. 订购信息及相关产品

名称	货号	规格
Smartdex G-25 粗	SEC001S2	25 G
	SEC0011	100 G
	SEC0015	500 G
	SEC0016	1 Kg
	SEC0017	10 Kg
Smartdex G-25 中	SEC003S2	25 G
	SEC0031	100 G
	SEC0035	500 G
	SEC0036	1 Kg
	SEC0037	10 Kg
Smartdex G-25 细	SEC005S2	25 G
	SEC0051	100 G
	SEC0055	500 G
	SEC0056	1 Kg
	SEC0057	10 Kg
Smartdex G-50 中	SEC017S2	25 G
	SEC0171	100 G
	SEC0175	500 G
	SEC0176	1 Kg
	SEC0177	10 Kg
Smartdex G-50 细	SEC021S2	25 G
	SEC0211	100 G
	SEC0212	500 G
	SEC0213	1 Kg
	SEC0214	10 Kg
Smartdex G-75	SEC012S2	25 G
	SEC0121	100 G
	SEC0125	500 G
	SEC0126	1 Kg
	SEC0127	10 Kg
Smartdex G-15	SEC013S2	25 G
	SEC0131	100 G
	SEC0135	500 G
	SEC0136	1 Kg
	SEC0137	10 Kg



续表

Smartdex G-10	SEC014S2	25 G
	SEC0141	100 G
	SEC0145	500 G
	SEC0146	1 Kg
	SEC0147	10 Kg
Smartdex G-100	SEC015S2	25 G
	SEC0151	100 G
	SEC0155	500 G
	SEC0156	1 Kg
	SEC0157	10 Kg